



Pranje in dezinfekcija

Prevleke blazine Stabilo so narejene iz neoprena, prekritega z najlonsko tkanino. So zelo vzdržljive in popolnoma voodoodporne. Lahko so oprane z tekočo vodo ali v pralnem stroju do 40 °C in z uporabo detergentov za umetne tkanine. Možna je tudi uporaba razkuževalnih pripravkov, ki se uporabljajo za razkuževanje medicinskih oblačil. Po pranju, blazina ostane enake dimenzije in ima enake lastnosti.



Garancija

Vsaka blazina Stabilo ima, kot medicinski pripomoček, 24-mesečno garancijo. Po preteku garancijske dobe, vam nudimo vsa potrebna popravila.

Stabilo Velcro

Stabilo blazine na hrbtni strani omogočajo pritrditev s trakovi Velcro. Na tak način lahko pritrdite razne pasove na blazino. Comfortable Plus, Comfortable Plus Duo, Bath Bagel, Wedge, Roll, Flat vse te blazine vedno pridejo z opcijo pritrdjevanja s trakovi Velcro. Pri ostalih blazinah je to mogoče dodatno naročiti.

Certifikati



Materiali, kateri se uporabljajo za blazine Stabilo, so certificirani kot antibakterijski.



Avtosedež Multiseat ustreza mednarodnemu certifikatu ECE R44/04.



Materiali, kateri se uporabljajo za blazine Stabilo, so certificirani kot negorljivi.



Materiali, kateri se uporabljajo za blazine Stabilo, ne vsebujejo lateksa.